

Mikroskop Kalibrasyon Lamı Teknik Özellikleri

1. Mikroskop lamı, ışık mikroskobu ve stereo mikroskop ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Mikroskop lamı, lam ortasına konumlandırılmış, ölçeklendirmeye sahip olmalıdır.
3. Mikroskop lam ölçeklendirmesi 1 mm olmalıdır.
4. Mikroskop lam ölçeđi 100 μm aralıklı olmak üzere 10 eşit parçaya bölünmüş, bu parçalarda 10 μm aralıklı olmak üzere 10 eşit parçaya bölünmüş olmalıdır.
5. Mikroskop lam ölçeđi koruma kutusunda teslim edilmelidir.
6. Mevcut cihazların kalibrasyonları, teslimatta yapılmalı, cihaz yazılımları üzerinde kalibrasyon raporları oluşturulmalıdır.
7. Kalibrasyon sonrasında doğrulama ölçüm raporları sunulmalıdır.
8. Kullanıcıya yazılım üzerinden kalibrasyon eğitimi verilmelidir.



Dr. Lale GENÇOĐLU



Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA